



WHEATON®

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПИПЕТКИ

Линейка премиум > для чистых помещений > для любых применений в области биотехнологии



DURAN
WHEATON
KIMBLE
Excellence in your hands

WHEATON® СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПИПЕТКИ


Серологические пипетки WHEATON обеспечивают современных ученых, работающих с клеточными культурами, производительностью необходимой для успеха на каждом этапе выращивания клеток. Наши серологические пипетки, выполненные из полистирола, обладают высокой точностью, низким содержанием механических примесей и возможностью прослеживания, что позволяет Вам с полной уверенностью проводить Ваши исследования.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон от 1 до 50 мл
- Откалиброваны на выливание до +/- 2%
- Производятся в чистом помещении класса ISO 8
- Материал полистирол соответствует стандарту USP класс VI
- Уровень стерильности 10^{-6}
- Сертифицированы как непирогенные до ≤ 0.1 ед./мл
- Нецитотоксичные
- Не содержат ДНКаз и РНКаз
- Доступны в трех вариантах упаковки: индивидуально упакованные, в удобной мультиупаковке и в картонной упаковке
- Номер партии и срок годности указаны на каждой единице для прослеживаемости

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кат. No.	Объем (мл)	Интервал градуировки (мл)	Отрицательная градуировка (мл)	Цвет	Кол-во в упак	Кол-во в коробке
Индивидуально упакованные — Стерильные серологические пипетки в индивидуальной, легко открывающейся бумажной/пластиковой упаковке						
56900-1110	1	0.1	0.3	Красный	200	1000
56900-11100	1	0.01	0.3	Желтый	200	1000
56900-21100	2	0.01	0.3	Белый	125	500
56900-5110	5	0.1	2	Синий	50	200
56900-10110	10	0.1	3	Оранжевый	50	200
56900-25210	25	0.2	10	Зеленый	50	200
56900-50510	50	0.5	10	Фиолетовый	25	100
Мультиупаковка — Стерильные серологические пипетки, упакованные в пластиковый пакет						
56800-1110	1	0.1	0.3	Красный	25	1000
56800-11100	1	0.01	0.3	Желтый	25	1000
56800-21100	2	0.01	0.3	Белый	25	500
56800-5110	5	0.1	2	Синий	25	500
56800-10110	10	0.1	3	Оранжевый	25	500
56825-10110	10, широк.кончик	0.1	3	Оранжевый	25	500
56800-25210	25	0.2	10	Зеленый	10	200
56800-50510	50	0.5	10	Фиолетовый	10	100
Картонная упаковка — Стерильные серологические пипетки в картонной упаковке с разрывной перфорацией для удобства открывания и повторного закрывания						
56700-11100	1	0.01	0.3	Желтый	50	500
56700-21100	2	0.01	0.3	Белый	50	500
56700-5110	5	0.1	2	Синий	50	500
56700-10110	10	0.1	3	Оранжевый	50	500




WHEATON® СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПИПЕТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы считаем своим долгом обеспечить Вам необходимую поддержку в удовлетворении строгих требований, предъявляемых к Вашим исследованиям. Поэтому при разработке наших пипеток мы учли все необходимые качества, чтобы сделать их максимально удобными в использовании.

- ❶ Хорошо различимая хлопчатобумажная пробка для предотвращения загрязнения
- ❷ Полужирные, четкие деления с легко читаемой маркировкой шкалы
- ❸ Цветовая кодировка с соответствии с промышленными стандартами
- ❹ Отрицательные деления для дополнительной вместимости
- ❺ Двухнаправленные деления, дающие выбор между восходящей и нисходящей шкалами
- ❻ Опция с широким кончиком для более вязких образцов



DWK Cell Culture

От лабораторных расходных материалов до оборудования – DWK является Вашим надежным партнером. Предлагаем Вам взглянуть на остальную часть нашего ассортимента в области клеточных культур:



WHEATON® PIPET-PAL™

Контроллер WHEATON PIPET-PAL имеет эргономический дизайн, позволяющий прибору удобно сидеть в руке и обеспечивающий естественное положение пальцев во время длительного процесса дозирования. Кроме того, он гарантирует точность, скорость и долгое время работы от аккумулятора, что, в сочетании с эргономичностью, помогает увеличить эффективность работы.



WHEATON® CryoELITE®

Линейка криовиал WHEATON CryoELITE изготовлена из полипропилена низкой плотности в соответствии со стандартом USP класс VI и предназначена для тех, кому требуется максимальная защита образцов. Не содержит пирогенов, РНКаз, ДНКаз и эндотоксинов и обеспечивает герметичность выше требований DOT/IATA для диагностических образцов и их транспортировки. Эти криовиалы также способны обеспечивать надежное закрытие в процессе замораживания/размораживания.



DURAN® TILT

Линейка DURAN TILT заменит все Ваши бутылки в микробиологическом кабинете. Эта инновационная бутылка имеет две позиции: вертикальная – для фильтрации, стерилизации и хранения и наклонная под углом 45° – для пипетирования. Взгляните на среды для клеточных культур под новым углом и откройте для себя бутылки, облегчающие обращение и превращающие удобство в безопасность.



WHEATON® Центрифужные пробирки

Центрифужные пробирки WHEATON произведены из первичного медицинского полипропилена или полистирола и могут выдерживать скорость центрифугирования до 9500g. Центрифужные пробирки WHEATON стерильны и герметичны, что обеспечивает максимальную безопасность пользователя и сохранность образцов.



Штатив для серологических пипеток DWK

Организируйте оптимальное хранение и защиту серологических пипеток. Штатив оснащен пятью угловыми отделениями для пипеток и вмещает два контроллера, позволяя обеспечить эффективное использование пространства в микробиологическом кабинете.



WHEATON® Роллерная система

Роллерные бутылочные системы WHEATON уже давно получили высокую оценку за отличную работу в лабораториях, пилотных установках и установках по производству клеточных культур. Разработанные для удовлетворения самых высоких ожиданий наших клиентов в области вакцин и биопрепаратов наши ультрасовременные роллерные аппараты были сконструированы для поддержки промышленных стандартных протоколов и упрощения интеграции в новые производственные мощности.



WHEATON® CELLine™ Bioreactor Flask

Биореакторная колба WHEATON CELLine, разработанная для увеличения мелкомасштабного производства антител и белков, устраняет ограничения традиционных методов культивирования клеток, обеспечивая Вам меньший объем работы, меньше очистки и больше титра.