

1

ЛИНЕЙКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ GLUVEX

- Запчасти для аналитического оборудования
 - Запчасти к ВЭЖХ Agilent
 - Запчасти к ВЭЖХ Waters
 - Запчасти к ВЭЖХ Shimadzu
- Фитинги и ферулы
- Inline-фильтры
- Наборы инструментов
- Капилляры для ВЭЖХ стальные, PEEK и FEP
- Вials и крышки
 - Вials больших объемов 10, 20 и 40 мл для парофазного пробоотбора
 - Стандартные вials объемом 2 мл
 - Крышки для вials
 - Вставки для вials
- Колонки для жидкостной хроматографии
- Картриджи для твердофазной экстракции
- Колонки для Флэш-хроматографии
- Шприцевые фильтры
 - Нестерильные шприцевые фильтры
 - Стерильные шприцевые фильтры
- Мембранные фильтры



 Gluvex



sales@gluvex.com
support@gluvex.com



ООО «Глювекс»
115114, Россия, Москва,
Дербеневская наб, дом 11Б



8 (499) 270-16-62



www.gluvexlab.com

 Gluvex

— Уверенность
можно измерить

ВИАЛЫ



ПОМОГАЕМ ЭКОНОМИТЬ НА СНАБЖЕНИИ ЛАБОРАТОРИИ

Расходные материалы и запасные части
для аналитического оборудования от Gluvex



ВИАЛЫ
БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ

Gluveх выпускает виалы больших объемов для парофазной ГХ из прозрачного и затемненного боросиликатного стекла на 10, 20 и 40 мл с винтовыми и обжимными крышками-втулками. С такими виалами используются септы толщиной 1,6 мм и 3 мм.

Ассортимент включает виалы для парофазного анализа с резьбовой горловиной и магнитной крышкой, виалы EPA/VOA и специализированные виалы с оптимизированным остаточным объемом.

Наша продукция совместима со всем аналитическим оборудованием, а исключительное качество изготовления продлевает жизнь дорогостоящим комплектуящим.



ОСОБЕННОСТИ ВИАЛ GLUVEX

- Большой объем виал
- Виалы доступны под завинчивающуюся, обжимную и крышку-втулку
- Наличие поля для маркировки
- Индивидуальная упаковка
- Выверенная геометрия горлышка для точного удержания
- Производство сертифицировано по стандарту ISO 14001:2004



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ВИАЛАМИ

- Высококачественные кримперы и декапперы



ВИАЛЫ
СТАНДАРТНЫЕ

Размеры виал 12 x 32 мм, с внутренним диаметром горлышка 8 и 9 мм, из прозрачного или темного боросиликатного стекла, с резьбой и без.

Виалы из темного боросиликатного стекла предназначены для светочувствительных образцов.

К виалам этого типа подходят полипропиленовые крышки с комбинированными септами толщиной 1мм 1,5мм и 1,6мм из силикона.

Крышки выпускаются с трехслойными септами, устойчивыми к многократным проколам и великолепной способностью к повторной герметизации, а также с надрезом для уменьшения вероятности засорения иглы при прокалывании септы.

Отдельные виалы оборудованы полем для нанесения маркировки для удобной идентификации образцов.



ВЫПУСКАЕТСЯ АССОРТИМЕНТ ВСТАВОК В ВИАЛЫ:

- Вставки из различных материалов– PP, стекло, деактивированное стекло
- Доступны вставки с ножками, с удлиненным кончиком
- Множество вариантов объемов

ВИАЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБРАЗЦОВ И ПАРОФАЗНОГО АНАЛИЗА
ОБЪЕМОМ 10 МЛ / 20 МЛ /40 МЛ, КРЫШКИ И СЕПТЫ

Виалы объемом 20 мл из прозрачного стекла под завинчивающуюся крышку, D27.5×B57, боросиликатное стекло первого класса, D=18мм

Виалы объемом 20 мл из прозрачного стекла под завинчивающуюся крышку, D27.5×B57, боросиликатное стекло второго класса, D=18мм

Виалы объемом 20 мл из стекла янтарного цвета под завинчивающуюся крышку, D27.5×B57, боросиликатное стекло первого класса, D=18мм

Виалы объемом 20 мл из стекла янтарного цвета под завинчивающуюся крышку, D27.5×B57, боросиликатное стекло второго класса, D=18мм

Виалы объемом 40 мл из прозрачного стекла под завинчивающуюся крышку, D27.5×B95, боросиликатное стекло первого класса, D=24мм

Виалы объемом 40 мл из прозрачного стекла под завинчивающуюся крышку, D27.5×B95, боросиликатное стекло второго класса, D=24мм

Виалы объемом 40 мл из стекла янтарного цвета под завинчивающуюся крышку, D27.5×B95, боросиликатное стекло первого класса, D=24мм

Виалы объемом 40 мл из стекла янтарного цвета под завинчивающуюся крышку, D27.5×B95, боросиликатное стекло второго класса, D=24мм

Силиконовая септа + белая/черная завинчивающаяся крышка с отверстием, для виал объемом 20 мл / 40 мл

Силиконовая септа + белая/черная завинчивающаяся крышка без отверстия, для виал объемом 20 мл / 40 мл

Алюминиевая септа + белые/черные крышки без отверстия, для виал объемом 20 мл / 40 мл

Виалы для парофазного анализа объемом 20 мл из прозрачного стекла, D22.5 x B45, 100 шт./уп.

Виалы для парофазного анализа объемом 20 мл из прозрачного стекла, D22.5 x B75, 100 шт./уп.

Завинчивающаяся магнитная крышка + септа, совместимая с SLV101M/SLV201M, 100 шт./уп.

ВИАЛЫ СТАНДАРТНЫЕ ОБЪЕМОМ 2 МЛ

Виалы под завинчивающуюся крышку, 9-425 мм, крышки и септы

Виалы из прозрачного стекла объемом 2 мл, 12 x 32 мм, 9-425, под завинчивающуюся крышку, боросиликатное стекло первого класса

Виалы из прозрачного стекла объемом 2 мл, 12 x 32 мм, 9-425, под завинчивающуюся крышку, с полем для нанесения маркировок, бросиликатное стекло первого класса

Виалы из стекла янтарного цвета объемом 2 мл, 12 x 32 мм, 9-425, под завинчивающуюся крышку, бросиликатное стекло первого класса

Виалы из стекла янтарного цвета объемом 2 мл, 12 x 32 мм, 9-425, под завинчивающуюся крышку, с полем для нанесения маркировок, бросиликатное стекло первого класса

Виалы из прозрачного стекла объемом 2 мл, 12 x 32 мм, 9-425, под завинчивающуюся крышку, с полем для нанесения маркировок

Силиконовая септа без отверстия + синие завинчивающиеся крышки под резьбу, 9-425

Силиконовая септа с отверстием + синие завинчивающиеся крышки под резьбу, 9-425

Виалы под завинчивающуюся крышку, 8-425 мм, крышки и септы

Виалы из прозрачного стекла объемом 2 мл, 12 x 32 мм, 8-425, под завинчивающуюся крышку, боросиликатное стекло первого класса

Виалы из прозрачного стекла объемом 2 мл, 12 x 32 мм, 8-425, под завинчивающуюся крышку, с полем для насесения маркировок, бросиликатное стекло первого класса

Виалы из стекла янтарного цвета объемом 2 мл, 12 x 32 мм, 8-425, под завинчивающуюся крышку, бросиликатное стекло первого класса

Виалы из стекла янтарного цвета объемом 2 мл, 12 x 32 мм, 9-425, под завинчивающуюся крышку, с полем для нанесения маркировок, бросиликатное стекло первого класса

Виалы из стекла янтарного цвета объемом 2 мл, 12 x 32 мм, 9-425, под завинчивающуюся крышку, с полем для нанесения маркировок, бросиликатное стекло второго класса

Виалы из прозрачного стекла объемом 2 мл, 12 x 32 мм, 8-425, под завинчивающуюся крышку, с полем для нанесения маркировок

Силиконовая септа без отверстия + синие завинчивающиеся крышки под резьбу, 8-425

Силиконовая септа с отверстием + синие завинчивающиеся крышки под резьбу, 8-425