

DURAN® PURE

THE API* BOTTLE SYSTEM

MADE FOR YOUR BEST



*API – ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT (API)




**DURAN
WHEATON
KIMBLE**

Excellence in your hands

PURE FOR YOUR APIs

DURAN® PURE это линейка высококачественных бутылок и крышек, выполненных в соответствии с требованиями GMP в фармацевтической и биотехнологической промышленности.



Узнай больше:
www.duran-pure.com





P

**PROVEN FOR
PHARMACEUTICAL
PRODUCTION**

сертифицированы для
фармацевтического производства

U

**UNMATCHED
FEATURES**

непревзойденные
характеристики

R

**REGULATORY
SUPPORT**

нормативная
поддержка

E

**EXCELLENT
QUALITY**

безупречное
качество

DURAN® PURE БУТЫЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АФИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- GMP производства фармацевтических препаратов и биотехнологической продукции
- Хранение и транспортировка АФИ, полупродуктов, вспомогательных веществ и сред

НАУЧНЫЕ
РАЗРАБОТКИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

FILL &
FINISH

DURAN®
LABORATORY
BOTTLE SYSTEM

DURAN® PURE



Предотвращает загрязнение
при хранении и транспортировке



BATCH CERTIFICATE

DURAN PURE

Product and application

Product description: This product is an aqueous solution to be used for conducting a specific analysis according to the ISO 15622-1. The sample can be either solid or liquid. The product is stable. The properties of DURAN® glassware comply with the requirements of the ISO 15622-1. The product is not intended for use as a reagent or for the analysis of trace elements (presented in the standard ISO 15622-1).

These indicators are not intended for use as reagents for the analysis of trace elements (presented in the standard ISO 15622-1).

Product name	Product name
Manufacturer	Manufacturer
ISO 15622-1 Compliance	ISO 15622-1 Compliance
Trace elements	Trace elements
Storage	Storage
Number of packing units	Number of packing units
Number of units per box	Number of units per box
Unit of measurement	Unit of measurement
Labels	Labels

Download - Glass base 1

Composition:

SiO ₂	85%	85%
Al ₂ O ₃	11%	11%
Na ₂ O	4%	4%
CaO	1%	1%

Download and product properties:

Coeff. of expansion	Class 1 ISO 15622-1	Class 1 ISO 15622-1
Refractive index	Class 1 ISO 15622-1	Class 1 ISO 15622-1
Hydrolytic resistance	Class 1 ISO 15622-1	Class 1 ISO 15622-1
Acid resistance	Class 1 ISO 15622-1	Class 1 ISO 15622-1
Alkaline resistance	Class 1 ISO 15622-1	Class 1 ISO 15622-1

All our certifications and information are available online at www.duran.com to guide you through our DURAN®. For further products and services visit our website.

Website	Application	Application
Website	Application	Application
Classification	Classification	Classification

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature


Signature

DURAN, the DURAN logo and DURAN® are trademarks belonging to Duran GmbH, Germany
www.duran.com / info@durangroup.com


- Поставка из одной партии
- Сертификат анализа
- 100% прослеживаемость
- Контроль изменений
- FDA Drug Master File

Бутылки из прозрачного и янтарного стекла
доступны с горловиной разных размеров

**EP/USP Тип I —
боросиликатное
стекло**



Размеры горловины



DURAN® PURE крышки

- Выполнены из химически и термически устойчивых полимеров
- Произведены в чистых помещениях
- Поставляются из одной партии
- Сертификат анализа
- 100% прослеживаемость
- Контроль изменений
- Отчет по экстрагируемым веществам
- Мастер-файл препарата



DURAN® PURE

Винтовые крышки Премиум GL 25 и GL 45

сделаны из ПФА, силиконовая
септа с покрытием из ПТФЭ



DURAN® PURE

Крышка манжетного уплотнения Премиум GL 45 сделана из ПФА



DURAN® PURE

Винтовая крышка GLS 80® сделана из полисульфона, иликоновая септа с покрытием из ПТФЭ

DWK Life Sciences технология янтарного окрашивания

- Нанесение янтарного цвета снаружи бутылки из прозрачного боросиликатного стекла EP / USP Тип I
- Термическая фиксация – равномерное распределение цвета на наружной поверхности стекла
- Промывание деионизированной водой и сборка защитного кожуха

ПРОПУСКАЕМОСТЬ СВЕТА < 10%

- Диапазон длин волн 290 - 450 нм
- Соответствие стандартам EP и USP

DURAN® PURE бутылки



Объем [мл]	DIN горло GL	Кол-во бутылок в коробке [шт]	Кол-во бутылок на паллете [шт]	Артикул прозрачное стекло	Артикул янтарное стекло
25	25	10	940	81 801 14 01	81 806 14 06
100	45	10	540	81 801 24 06	81 806 24 02
250	45	10	280	81 801 36 08	81 806 36 04
500	45	10	360	81 801 44 07	81 806 44 03
1 000	45	10	210	81 801 54 03	81 806 54 08
2 000	45	10	120	81 801 63 05	81 806 63 01
5 000	45	1	48	81 801 73 01	81 806 73 06
10 000	45	1	30	81 801 86 06	81 806 86 02
20 000	45	1	12	81 801 91 05	81 806 91 01

DURAN® PURE крышки

Описание	DIN горло GL	Кол-во в ПЭ упаковке [шт]	Артикул
DURAN® PURE Винтовая крышка Премиум	25	5	89 108 13 06
DURAN® PURE Винтовая крышка Премиум	45	5	89 108 86 79
DURAN® PURE Крышка манжетного уплотнения Премиум	45	5	89 886 28 02
DURAN® PURE Наливное кольцо Премиум	45	5	89 108 86 78
DURAN® PURE Силикон, септа, ПТФЭ покрытие	25	10	29 248 14 56
DURAN® PURE Силикон, септа, ПТФЭ покрытие	45	10	29 248 29 58

DURAN® PURE GLS 80® бутылки



Объем [мл]	Кол-во бутылок в коробке [шт]	Кол-во бутылок на паллете [шт]	Артикул прозрачное стекло	Артикул янтарное стекло
500	10	280	81 860 44 03	81 866 44 09
1 000	10	210	81 860 54 08	81 866 54 05
2 000	10	120	81 860 63 01	81 866 63 07
5 000	1	48	81 860 73 06	81 866 73 03
10 000	1	30	81 860 86 02	81 866 86 08
20 000	1	12	81 860 91 01	81 866 91 07

DURAN® PURE GLS 80® крышки

Описание	Кол-во в ПЭ упаковке [шт]	Артикул
DURAN® PURE GLS 80® Винтовая крышка	1	89 116 91 09
DURAN® PURE Силикон, септа, ПТФЭ покрытие	10	29 248 91 02



ООО «Глювекс»
115114, г. Москва,
набережная Дербеневская,
д. 11, корп. Б, офис 205

Тел.: +7 (499) 270-16-62
Факс: + 7 (499) 270 16 63
e-mail: sales@gluvex.com
www.gluvexlab.com

